

OBSTETRICA P8050



Gracias a la rápida y fácil colocación de los pacientes que proporciona, **la camilla obstétrica** (P8050) de Hill-Rom es ideal para utilizarla tanto en maternidad como en casos de emergencia. Diseñada para durar, esta camilla ofrece una seguridad, una calidad y un confort del paciente inmejorables.

Movilidad. ¿Por qué sufrir para desplazar y detener la camilla? El freno manual activo (opcional) facilita el manejo de la camilla en rampas inclinadas y paradas inesperadas. El dispositivo para TPS integrado (opcional) facilita el manejo de la camilla y de las TPS. El sistema de nueva generación Steering Plus™ permite desplazar la camilla y tomar las curvas cómodamente y con seguridad.

Confort. Ahorre tiempo gracias a los estribos integrados, a la camilla deslizante y a la cubeta opcional. Reduzca las dificultades de elevación y almacenamiento de la camilla con la sección pies recogida. Gracias a la luz de examen de fibra óptica integrada (opcional) ya no se tiene que buscar el resto de componentes de la camilla.

Calidad. Los chasis reforzados son gruesos, de acero de automoción para garantizar una calidad duradera y soportan una carga máxima de 317,5 kg / 700 lb, lo que permite acomodar a pacientes con gran sobrepeso. Asas de empuje, TPS, barandillas y otros componentes niquelados ofrecen una gran resistencia anticorrosión, incluso en entornos hostiles.



IPHMAG

www.magbiomedica.com