

ELECTROCAUTERIO SMART ESU-120



* Corte
Max W: 120 @ 600 ohms
kHz: 357 ± 50

* Mezcla
Max W: 90 @ 800 ohms
kHz: 357 ± 50

* Coagulación
Max W: 80 @ 1000 ohms
kHz: 475 ± 50

* Fulguración
Max W: 40 @ 1000 ohms
kHz: 410 ± 50

Bipolar
* Max W: 30 @ 200 ohms
* kHz: 620 ± 50

Ciclo de Trabajo: 10S/30S

Accesorios Opcionales a costo adicional:

* Pedal de pie bipolar requerido para operación bipolar

* Pedal de pie mono polar

* Lápices

* Placas para paciente

El SmartESU-120 destaca tanto funciones mono polares como bipolares con diez ajustes de mezcla diferentes más corte, todos con 120 vatios de poder máximo de salida para los procedimientos de alta exigencia. Este generador electro quirúrgico tiene dos niveles de coagulación: Coagulación y fulguración, más bipolar. Además, el diseño discreto de salida FCFS (primero en llegar, primero servido) del SmartESU-120 aumenta seguridad permitiendo solo una salida ser activada en cualquier momento. Esta característica asegura que solo el mecanismo que usted activa primero será el único mecanismo activo. Comandos secundarios no anularan el primer comando.



Ingeniería Para Hospitales MAG SA de CV
www.magblomedica.com