

CENTURION TRADICIONAL

Luz revolucionara para estudios u operaciones quirúrgicas que le ofrece las características y funcionamiento de las lámparas de cirugía de un precio mucho mayor. El modelo Centurión incluye un diseño de un reflector muy eficiente, lo que asegura un medio sin sombras y el sistema de emisión Centra TM exclusivo de la serie siglo veintiuno.



- Punto de 6 pulgadas pre enfocado a una distancia de 36 pulgadas desde la cabeza de la lámpara, lo que proporciona luz homogénea con lámparas de 400 pies y temperatura de color de aproximadamente 4000° Kelvin.
- Tubo de halógeno de 12 voltios / 100 vatios de fácil reemplazo.
- Reflector elíptico de 15 pulgadas de diámetro.
- Cilindro de cristal que corrige el color, absorbente de rayos infrarrojos.
- Remachado de compresión integral con brazo articulado de 28 pulgadas.
- El brazo gira 40° horizontalmente.
- La cabeza de la lámpara y el brazo rotan a 540°.
- Asa que puede esterilizarse y quitarse.
- Asa de posicionamiento adicional montada en el perímetro.
- Fusible de seguridad de fácil reemplazo.
- Presentaciones de piso, de techo, de pared y ChuttleTrack TM



IPHMAG

www.magbiomedica.com